

Produktbeskrivelse	En engangs testpakke for Getinge GE 224 C Vac & Citomat 164V små STEAM sterilisatorer som arbeider ved 134°C i 3,5 minutter.				
	Den består av en rekke spesielt utvalgte barriematerialeark og et kjemisk indikatorark. Hele pakken er emballert i dampsteriliserbart papir. Indikatorarket i pakken er følsomt for tid, damp og temperatur (TST).				
	En forsendelsesboks inneholder 20 Bowie Dick-tester, samt instruksjonsbrosjyre, parti- og utløpsdata.				
Spesifikasjon	Fargen endres fra gul til helt blå/lilla hvis det har oppstått rask og jevn dampinntrengning ved 134 °C i en holdingsperiode på opptil 3,5 minutter.				
Gjeldende standarder	EN 867-5:2001 Type B				
Produktstørrelse	124mm x 124mm				
Emballasje	Primærboksens innhold:	20 testpakker	Størrelse:	325mm x 256mm x 126mm	Vekt: 6,3kg brutto
Anbefalt oppbevaring	Kjølige, mørke, tørre forhold før og etter bruk: 0–30 °C 30–60 % RF				
Holdbarhet	36 måneder fra produksjonsdatoen				
Aktive komponenter	Hver indikator inneholder 0,7 mg fargestoffer og 0,7 mg reagenser.				
Sikker bruk	En TST Bowie Dick engangs testpakke er designet for å brukes i høyvakuum damp autoklaver. Når det brukes i slike anordninger, vil det ikke være noen grunnleggende farer som kan presentere seg selv.				
Kassering	Behandle uønskede indikatorer og emballasje på samme måte som vanlig papiravfall.				